

Actiomedic EYE CARE Augenspülstation Medi2Protect 1

Art. Nr.: 949020000



EClass-Nummer: 40020306
Zolltarif-Nummer: 25010099
Ursprungsland: Deutschland
1.25 Liter | 60,74 €/Liter

Actiomedic® EYE CARE Medi2Protect I

- die schnell zugängliche und leicht bedienbare Augenspülstation
- für die Wandmontage oder als mobiler Notfallkoffer einsetzbar
- Signalfarbe für schnelles Auffinden im Ernstfall
- platzsparend mit staub- und wassergeschütztem Inhalt
- mit integriertem Spiegel für einfache Handhabung
- extra großer Griff – auch mit Handschuh leicht zu bedienen
- Klarsichfrontscheibe
- drei Flaschen, gebrauchsfertig und steril mit ergonomischem Spülkopf
- für jeden Fall gerüstet: Natriumchloridlösung zum Ausspülen von Fremdkörpern + Pufferlösung BioPhos® 74 bei Verätzungen
- inkl. Montagematerial, Montageanleitung + Augennotfallplan



Abmessungen: 11 x 50 x 35 cm

Inhalt:

2 x 500 ml Natriumchloridlösung 0,9%
1 x 250 ml Pufferlösung BioPhos® 74 4,9%

Sterile Augenspülflasche gemäß EN DIN 15154 mit steriler Natriumchloridlösung zum Ausspülen von Fremdkörpern, z.B. Holz- und Metallsplinter, Staub, Schmutz.
Spülzeit: ca. 5 min

Die BioPhos® 74 Spüllösung neutralisiert sofort durch ihre Pufferwirkung im physiologischen pH-Bereich von 7,4 und ist besonders schonend durch den Verzicht auf jegliche körperfremde Bestandteile, wie zum Beispiel Konservierungsstoffe. Da sie den extrazellulären Elektrolyt-Verhältnissen des Gewebes angepasst ist, werden sekundäre Zellschädigungen nach der Spülung durch BioPhos® 74 weitgehend reduziert.
Spülzeit: ca. 2,5 min

Sorgen Sie vor – schützen Sie Ihre Augen am Arbeitsplatz!

Ihr Auge ist ein Meisterwerk der Natur und Ihr wichtigstes Sinnesorgan. Nur das Zusammenspiel vieler kleiner Teile in diesem Organ ermöglicht das SEHEN. Bei der Arbeit mit Chemikalien können diese als feste, flüssige oder gasförmige Stoffe in das Auge gelangen. Halten Sie BioPhos® 74 bereit, um im Notfall bei Verätzung schnell und effektiv einer Schädigung des Auges, sowie der Haut entgegen zu wirken.