

## Actiomedic EYE CARE Augenspülstation Medidrop 2 zur Wandmontage

Art. Nr.: 949010020



**EClass-Nummer:** 40020306  
**Zolltarif-Nummer:** 25010099  
**Ursprungsland:** Deutschland  
0.75 Liter | 44,27 €/Liter

- optisch ansprechende und leicht bedienbare Augenspülstation mit zwei Flaschen zur Wandmontage.
- Flaschen gebrauchsfertig und steril mit ergonomischem Spülkopf, inkl. Spiegel und Piktogramm für einfache Handhabung.
- Staubdicht und platzsparend mit folgendem Inhalt:
- Wandmontagestation
- 1x 500ml Natriumchloridlösung 0,9%
- 1x 250ml gepufferte Spüllösung BioPhos® 74
- Material zur Wandmontage



Sterile Augenspülflasche gemäß EN DIN 15154 mit steriler Natriumchloridlösung zum Ausspülen von Fremdkörpern, z.B. Holz- und Metallsplinter, Staub, Schmutz.  
Spülzeit: ca. 5 min

Die BioPhos® 74 Spüllösung neutralisiert sofort durch ihre Pufferwirkung im physiologischen pH-Bereich von 7,4 und ist besonders schonend durch den Verzicht auf jegliche körperfremde Bestandteile, wie zum Beispiel Konservierungsstoffe. Da sie den extrazellulären Elektrolyt-Verhältnissen des Gewebes angepasst ist, werden sekundäre Zellschädigungen nach der Spülung durch BioPhos® 74 weitgehend reduziert.  
Spülzeit: ca. 2,5 min

Sorgen Sie vor – schützen Sie Ihre Augen am Arbeitsplatz!

Ihr Auge ist ein Meisterwerk der Natur und Ihr wichtigstes Sinnesorgan. Nur das Zusammenspiel vieler kleiner Teile in diesem Organ ermöglicht das SEHEN. Bei der Arbeit mit Chemikalien können diese als feste, flüssige oder gasförmige Stoffe in das Auge gelangen. Halten Sie BioPhos® 74 bereit, um im Notfall bei Verätzung schnell und effektiv einer Schädigung des Auges, sowie der Haut entgegen zu wirken.