



wiroPINNY E



PE LATZSCHÜRZEN

Bindebänder in der Taille | geprägt



PREMIUM



wiroPINNY E



Produktbeschreibung

Marke	care & serve®
Kategorie	PREMIUM
Artikelbezeichnung	- care & serve® - PREMIUM wiroPINNY E PE Latzschürzen Bindebänder in der Taille geprägt
Eigenschaften	Bindebänder in der Taille geprägt

MDR/PSA Verwendung

Verwendungszweck	Medizinische Schutzkleidung im Sinne der Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA 250) zur Vermeidung von Kontamination der Arbeits- oder Privatkleidung bei Eingriffen oder Pflegemaßnahmen durch direkten Kontakt mit Blut, Sekreten, Exkreten oder anderem kontaminiertem Material.
Anwendungsbereich	Es erfolgt keine direkte medizinische Anwendung am Patienten. Medizinische Schutzkleidung dient der Abdeckung von Kleidung und/oder Haaren.
Anwendungsgruppe	Mitarbeiter und Besucher von Laboren, der Pharmaindustrie, Krankenhäusern oder ähnlichen Einrichtungen.
Patientengruppe	Medizinische Schutzkleidung sind für alle Patientengruppen geeignet.
Indikation	Medizinische Kleidung als Barriere zum Abdecken der Kleidung und/oder der Haare.
Kontraindikation	Keine bekannten Kontraindikationen.
Verwendungshinweis	Einwegprodukt nicht steril
Hinweis	Alle schwerwiegenden Vorfälle im direkten Zusammenhang mit diesem Produkt sind dem Hersteller und den zuständigen Behörden zu melden.



Material

Material	Polyethylen
Materialstärke	≈ 0,018 mm (± 5 %)
Materialhinweis	latexfrei
Gesundheitshinweis	Dieses Produkt enthält keine bekannten toxischen, karzinogene, mutagene, reproduktionstoxische oder auf andere Weise schädliche Substanzen oder Allergene. Der Kontakt mit der Haut kann bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen auslösen. Ziehen Sie das Produkt in diesem Fall unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorgaben aus und suchen Sie einen Arzt auf.



Standards

CE-Kennzeichnung	Medizinprodukt der Klasse I gemäß (EU) 2017/745
SRN	DE-MF-000004956
Basis UDI DI	4051642-wiroPINNYE-PC
EUV 10/2011	Verordnung über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
EG 1935/2004	Verordnung über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen



Produktverwendung	Ergebnis
Lebensmittelkontakt	Direkter Lebensmittelkontakt
Spezifikationen zur Verwendung	Ergebnis
Vorgesehene Lebensmittelarten	Alle Lebensmittel
Vorgesehene Bedingungen	2 Stunden bei 40 °C
Geprüftes Oberflächen-/Volumenverhältnis	2 dm ² zu 100 ml Prüflbensmittel



Informationen

wiroPINNY E



Die Lebensmitteleignung bezieht sich im Allgemeinen auf das Material. Es wird nur das Material geprüft, nicht jedes Produkt.

Anwendung

Rückverfolgbarkeit	Chargenbezogene Rückverfolgbarkeit von der Bedarfsermittlung bis zum Lagerabgang. Produktdatenblatt Version 1 gültig ab Charge 2142 +
Gebrauchsanweisung	<p>Vor dem Gebrauch</p> <p>Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie für Ihre Bedürfnisse und Anwendungsbereiche das passende Produkt ausgewählt haben. Bitte tragen Sie medizinische Schutzkleidung nicht, wenn sie Mängel aufweisen oder bereits benutzt wurden. Medizinische Schutzkleidung ist für einen kurzzeitigen Gebrauch vorgesehen, im medizinischen Bereich ist die Nutzung auf einen Patienten begrenzt.</p> <p>Handhabung</p> <p>Die gefaltete Schürze auseinanderfalten. Die Halsschleife über den Kopf ziehen und um den Hals legen. Die Schürzen nach unten leicht glattstreichen und die Bindebänder im Rücken oder seitlich verknoten.</p> <p>Zum Ausziehen die Halsschleife im Nacken zerreißen und den Latz nach unten klappen, dann die Bindebänder im Rücken zerreißen und die Seiten nach vorne zusammenklappen, so dass die saubere, nicht kontaminierte Fläche der Schürze außen ist und die kontaminierte Fläche innenliegt. Um einen versehentlichen Kontakt mit der kontaminierten Fläche zu verhindern, sollte die Schürze nicht zerknüllt, sondern zum Entsorgen weiter gefaltet werden.</p>
Entsorgung	Unbenutzte und nicht kontaminierte Produkte können umweltgerecht verbrannt oder auf Deponien entsorgt werden. Kontaminierte Produkte müssen, gemäß der geltenden nationalen Gesetze und Vorschriften je Kontaminationsart, entsorgt werden.
Haltbarkeit	5 Jahre ab Produktionsdatum, sofern unbenutzt und bei korrekter Lagerung.
Lagerung	Vor Sonneneinstrahlung schützen. Trocken lagern. Unsachgemäße Lagerung kann zur Reduktion der Haltbarkeit führen.



Verpackung

Recycling	Lizenziert gemäß VerpackG, Lizenznummer DE1618662887322. Bitte führen Sie die Verpackung dem Recycling zu.
-----------	---



WWW

PDF IFU	https://www.wiros.de/IFU/IFU-wiroPINNY-E.pdf
---------	---

Variante 1

Variantenmerkmal	im Stapel gelegt				
Verkaufseinheit	1000 Stück/Karton				
Unterverpackung	100 Stück/Polybeutel				
Mindestbestellmenge	1 Karton				
Artikelnummern	Artikelnummer	Farbe	Größe (B x L)	Toleranz	
	20102303	weiß	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20102323	blau	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20102304	weiß	≈ 75 x 140 cm	± 5 %	
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Verpackungsebene 1 UDI	Verpackungsebene 2 UDI	Karton UDI
	20102303	4051642004327	4051642050096	-----	4051642550091
	20102323	4051642004334	4051642050119	-----	4051642550114
	20102304	4051642006567	4051642050102	-----	4051642550107

Variante 2

Variantenmerkmal	einzel gefaltet
------------------	-----------------

wiroPINNY E



Verkaufseinheit	1000 Stück/Karton				
Unterverpackung	100 Stück/Polybeutel				
Mindestbestellmenge	1 Karton				
Artikelnummern	Artikelnummer	Farbe	Größe (B x L)	Toleranz	
	20100303	weiß	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20100323	blau	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20100304	weiß	≈ 75 x 140 cm	± 5 %	
	20100306	weiß	≈ 75 x 160 cm	± 5 %	
	20100307	weiß	≈ 75 x 170 cm	± 5 %	
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Verpackungsebene 1 UDI	Verpackungsebene 2 UDI	Karton UDI
	20100303	4051642004341	4051642050010	-----	4051642550015
	20100323	4051642004358	4051642050065	-----	4051642550060
	20100304	4051642004365	4051642050027	-----	4051642550022
	20100306	4051642004372	4051642050034	-----	4051642550039
	20100307	4051642004389	4051642050041	-----	4051642550046

Variante 3

Variantenmerkmal	einzeln gefaltet				
Verkaufseinheit	800 Stück/Karton				
Unterverpackung	80 Stück/Spender				
Mindestbestellmenge	1 Karton				
Artikelnummern	Artikelnummer	Farbe	Größe (B x L)	Toleranz	
	20108303	weiß	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20108304	weiß	≈ 75 x 140 cm	± 5 %	
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Verpackungsebene 1 UDI	Verpackungsebene 2 UDI	Karton UDI
	20108303	4051642004396	4051642002248	-----	4051642502243
	20108304	4051642004402	4051642002255	-----	4051642502250

Die Zahlenangaben zu Maßen, Gewichten, Stärken und Toleranzen sind als Sollwerte zu verstehen und können abweichen.

Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. Angaben, die älter als 2 Jahre sind, bitte erneut bestätigen lassen. Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten.

Die zur Verfügung gestellten Produktdatenblätter sind Eigentum der WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Die WIROS Wilfried Rosbach GmbH ist Inhaberin aller Urheber-/Nutzungs- und Verwertungsrechte der Produktdatenblätter. Es ist nicht gestattet die Produktdatenblätter zu ändern oder die Piktogramme zu nutzen. Die zur Verfügung gestellten Produktdatenblätter dürfen nur im Zusammenhang mit Original-WIROS-Produkten zu Grunde gelegt werden.